

### İSTENİLEN KAN GRUBU

- A Rh (+) Pozitif     B Rh (+) Pozitif     O Rh (+) Pozitif     AB Rh (+) Pozitif  
 A Rh (-) Negatif     B Rh (-) Negatif     O Rh (-) Negatif     AB Rh (-) Negatif

\* Acil olmayan girişimlerde, kan ürünleri istek formunun ameliyat gününden 24 Saat önce Kan Merkezi'nde bulunmasını sağlayınız. Çapraz Karşılaştırma testi en az 60 Dk dır

### HASTA BİLGİLERİ

Dosya No : .....  
Adı Soyadı : .....  
Servisi : .....  
Cinsiyeti :  Kadın     Erkek  
Doğum Tarihi:...../...../.....

### TRANSFÜZYON ENDİKASYONU

Ön tanı:.....  
 Planlanan Transfüzyon Tarihi: .../.../.....  
 Ameliyat     Trombositopeni  
 Hb Yükseltmek     Exchange Transfüzyon  
 Diğer:.....

### TRANSFÜZYON ÖYKÜSÜ

Daha önce kan transfüzyonu :  Var  Yok    Antikoru :  Var  Yok  
Transplantasyon :  Var  Yok    Daha önce transfüzyon reaksiyonu :  Var  Yok  
Gebelik öyküsü :  Var  Yok    Varsa reaksiyon tipi:.....

Gönderen Dr Adı Soyadı : .....    Gön. Dr Tel:.....

### İSTENİLEN KAN ÜRÜNÜN CİNSİ, MİKTARI

700 - 09	Tam Kan	..... ünite/ml
700 - 10	Eritrosit Süspansiyonu	..... ünite/ml
700 - 57	Pediyatrik Eritrosit Süspansiyonu (Miktarı belirtiniz)	..... ünite/ml
700 - 12	Lökositlerden Arındırılmış Eritrosit (Hazırlama)	..... ünite/ml
700 - 14	Taze donmuş plazma	..... ünite/ml
700 - 15	Kriyopresipitat	..... ünite/ml
700 - 13	Trombosit Süspansiyonu (Tam Kandan Elde Edilen)	..... ünite/ml
	Havuzlanmış Trombosit Süspansiyonu (Lökositlerden arındırılmış)	..... ünite/ml
700 - 20	Aferez Trombosit Süsp. (Cell Separatör Setiyle)	..... ünite/ml

### KAN MERKEZİNDE YAPILAN EK İŞLEMLER

700 - 53	Işınlama İşlemi (Hüresel Kan Ürünleri)
700 - 55	Otolog Tam Kan
700 - 11	Yıkılmış Eritrosit (Torba Sistemi Hücre Yıkama)

### İMMÜNO HEMATOLOJİK TESTLER

700 - 01	Kan Grubu ABO Rh ( forward )	700 - 61	Elüsyon Testi
700 - 02	Kan Grubu ABO Rh ( forward + reverse )	700 - 62	Adsorbsiyon Testi
700 - 04	Rh Subgrup + Kell	Diğer Kan Grupları (Her bir Test İçin 700 - 63 )	
700 - 05	Çapraz Karşılaştırma (antikor tarama ile)	<input type="checkbox"/> Kell	<input type="checkbox"/> Duffy <input type="checkbox"/> Kidd
700 - 07	Direkt Coombs testi	<input type="checkbox"/> Lewis	<input type="checkbox"/> MNS <input type="checkbox"/> Lutheran
700 - 08	İndirekt Coombs testi (antikor tarama )	700 - 60	Soğuk Aglutininler
700 - 50	Anti-A, Anti-B, Anti-D titresi	700 - 51	Antikor Tanımlama

### LÜTFEN DİKKAT!

\*YENİ KAN KANUNUNDA KAN İSTEK FORMLARI BİR YIL SAKLANMAK ZORUNDADIR.  
\*KAŞESİZ VE EKSİK DOLDURULAN İSTEM FORMLARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.